

# ЧОВЕШКИ КОНТРОЛНИ СЕРУМИ ЗА БИОХИМИЯ

## НИВО I И НИВО II

ВХС0312А	НИВО I	10x5 мл
ВХС0312В	НИВО II	10x5 мл
ВХС0312С	НИВО I	5x5 мл
ВХС0312D	НИВО II	5x5 мл
ВХС0312E	НИВО I	1x5 мл
ВХС0312F	НИВО II	1x5 мл

### Приложение

Човешките контролни серуми на Fortress представляват контроли, базирани на лиофилизиран човешки серум и са предназначени за работа само в лабораторни условия. Те трябва да се използват за проверка на точността и възпроизводимостта на резултатите от изследванията на субстрати, електролити и ензими в лабораторията.

### Определяне на стойностите

Всяка партида контролен материал се анализира в определен брой лаборатории и стойностите са извлечени като консенсусни от тези резултати.

### Подготовка

Внимателно отворете флакона и разтворете съдържанието точно с 5.0 мл редестилирана вода. Затворете и оставете да престои 30 минути. Разклащайте от време на време. Внимавайте да не се образува пяна. Обърнете флакона за да се уверите, че не е останал неразтворен материал. Не разклащайте енергично, а само леко.

### Стабилност

Контролът е стабилен, ако се съхранява при +4°C, до срока на годност, указан на опаковката. След разтваряне контролът е стабилен 24 ч при +25°C, 7 дни при +4°C и поне 1 месец ако се замрази еднократно при -20°C.

### Предупреждение

Серумът е изследван с одобрени от FDA методи за антитела на HIV, HBsAg и HCV и е установено че е отрицателен. Обаче никой метод не може да гарантира пълна сигурност за отсъствието на инфекциозни агенти, затова този материал и всички проби на пациенти трябва да се приемат за потенциално възможни за пренасяне на инфекциозни заболявания.

**Само за ин витро употреба.**

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Fortress Diagnostics Limited, Unit 2C Antrim Technology Park, Antrim BT41 1QS (United Kingdom) TEL: +44 (0) 2894 487676 FAX: +44 (0) 2894 469933 [www.Fortressdiagnostics.com](http://www.Fortressdiagnostics.com)

ВНОСИТЕЛ: ЕТГ ЕООД София 1504 ул. Тракия № 15 ет. 1 оф. 1 тел. 02 8468162 факс 02 846 8163 [office@etgdiag.com](mailto:office@etgdiag.com)