

Клиент		Град	
Сериен № на апарата		Дата	

		Проверка	Подмяна
1	Тюбинги на ролкова помпа		
2	Игла		
3	Пълнеж разтвор		
4	Тюбинг на иглата		
5	Мембрана		

		Проверка	Почистване
6	Движение на иглата		
7	Клапа		
8	Електроди		
9	Принтер		

10	Калибрационни стойности	Норма	Получени
	Na	50-64	
	K	50-64	
	Ca	20-34	
	pH	45-64	
11	Стойности на електродите	Норма	Получени
	Na	35-125	
	K	35-125	
	Ca	35-125	
	pH	35-125	

		Успешен
12	Fluid Flow Test	
13	Sample Detector Test	
14	Pumpcal Test	
15	Housing Temperature	

16	Възпроизводимост	I	II
	Na		
	K		
	Ca		
	pH		

[illegible]

Да ☐ Не ☐

Клиент:

(.....)

(.....)