


ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ ERMA PCE-210
ПРОТОКОЛ

Клиент			Град	
Сериен № на апарата			Дата	

		Проверка	Подмяна
1	Тюбинги на помпи		
2	Тюбинги на клапи		
3	Външни тюбинги		
4	Вътрешни тюбинги		

		Проверка	Почистване	Смазване
5	Спринцовки			
6	Игла, оси			
7	Камери			

		Проверка
8	WBC верига	
9	RBC верига	
10	Принтер	

		Стойности
11	HGB блок	
11.1	Blank	
11.2	Sample	
11.3	HGB	
12	Налягане	
12.1	Pressure	
12.2	Arrival Time	

16	Коментари и препоръки:		

13	Възпроизводимост		
RBC			
HCT			
MCV			
RDW			
MCH			
MCHC			
PLT			
PCT			
MPV			
PDW			
WBC			
LYM			
MONO			
GRA			
LYM%			
MONO%			
GRA%			
HGB			
14	Качествен контрол	15	Фон
RBC			
HCT			
MCV			
RDW			
MCH			
MCHC			
PLT			
PCT			
MPV			
PDW			
WBC			
LYM			
MONO			
GRA			
LYM%			
MONO%			
GRA%			
HGB			

Броячът отговаря на техническите характеристики на производителя.

 Да Не

Сервизен инженер:

Клиент:

(.....)

(.....)