



АВТОМАТИЧЕН ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ ERMA PCE-210 (ЯПОНИЯ)

Техническа спецификация

Измервани параметри	WBC, LYM, MID, GRA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT
Обем на пробата	10 µl, 20 µl
Време на измерване	60 проби в час
Памет	1000 проби на пациенти с хистограми
Възпроизводимост	WBC до CV3.0% RBC до CV2.0% HGB до CV1.5% HCT до CV2.0% MCV до CV1.5% MCH до CV2.0% MCHC до CV2.0% PLT до CV5.0% PCT до CV5.0% MPV до CV5.0% PDW до CV5.0%
Принцип на измерване	Електрорезистивен HGB- колориметричен
Принтер	Термален
Дисплей	течно-кристален, със задно осветление
Захранване	220 V
Консумация на ел.енергия	180VA
Размери	330 мм (Ш) x 380 мм (Д) x 449 мм (В)
Тегло	19.5 кг